




MGUIDE - Система хирургической навигации

MGUIDE – это инновационная система хирургической навигации, предназначенная для облегчения работы клиницистов и охватывающая планирование протезирования и простые в использовании инструменты для обеспечения максимально предсказуемых результатов.





MGUIDE

Индивидуальный хирургический шаблон



№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
----------	--------------	----------	----------	----------



MG-TMP10

Индивидуальный хирургический шаблон MGUIDE (демонстрационный образец)



MG-TMP20

Индивидуальный хирургический шаблон MGUIDE с полной адентией (демонстрационный образец)

L = Длина





















MGUIDE

Набор MGUIDE для установки имплантатов с коническим соединением (стандартная втулка)



MG-K004
Набор MGUIDE для установки имплантатов (стандартная втулка)

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-TP055	Ø5.5 L=26	Мукотом MGUIDE	Нержавеющая сталь	 
	MG-BM047	Ø4.7 L=24.5	Фреза для костной пластики MGUIDE	Нержавеющая сталь	 
	MG-BM055	Ø5.5 L=24.5	Фреза для костной пластики MGUIDE	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0624	Ø2.4 L=30.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0824	Ø2.4 L=32.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1024	Ø2.4 L=34.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

Набор MGUIDE для установки имплантатов с коническим соединением (стандартная втулка)

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-D1124	Ø2,4 L=36,3	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 11,5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1324	Ø2,4 L=37,8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	CG-D0833	Ø2,3-3,25 L=32,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3,30, длиной 8 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1033	Ø2,3-3,25 L=34,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3,30, длиной 10 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1133	Ø2,3-3,25 L=36,3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3,30, длиной 11,5 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1333	Ø2,3-3,25 L=37,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3,30, длиной 13 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D0839	Ø2,9-3,85 L=32,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3,75/Ø3,90 мм, длиной 8 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1039	Ø2,9-3,85 L=34,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3,75/Ø3,90 мм, длиной 10 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1139	Ø2,9-3,85 L=36,3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3,75/Ø3,90 мм, длиной 11,5 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1339	Ø2,9-3,85 L=37,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3,75/Ø3,90 мм, длиной 13 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D0843	Ø3,4-4,25 L=32,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4,20/Ø4,30 мм, длиной 8 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1043	Ø3,4-4,25 L=34,8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4,20/Ø4,30 мм, длиной 10 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 

L = Длина







	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	CG-D1143	Ø3.4-4.25 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1343	Ø3.4-4.25 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 13 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D0850	Ø3.9-4.95 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 8 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1050	Ø3.9-4.95 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 10 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1150	Ø3.9-4.95 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1350	Ø3.9-4.95 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 13 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	MG-DLG55	Ø5.5 L=55	Измеритель длины фрез MGUIDE	Титан	 
	CG-GRN01	Ø5.5 L=30.5	Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GMN10	Ø5.5 L=31	Имплантовод MGUIDE C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GRN10	Ø5.5 L=26	Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	VG-GRN01	Ø5.5 L=30.5	Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	VG-GMN10	Ø5.5 L=31	Имплантовод MGUIDE V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 

L = Длина


Набор MGUIDE для установки имплантатов с коническим соединением (стандартная втулка)

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	VG-GRN10	Ø5.5 L=25,5	Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GRS01	Ø5.5 L=31	Имплантовод MGUIDE V3/C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GMS10	Ø5.5 L=32	Имплантовод MGUIDE V3/C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GRS10	Ø5.5 L=27	Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	VG-GRS10	Ø5.5 L=26	Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GRW01	Ø5.5 L=31	Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GMW10	Ø5.5 L=32	Имплантовод MGUIDE C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-GRW10	Ø5.5 L=27	Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-TAS55	Ø5.5 L=24	Винт для фиксации шаблона MGUIDE	Титан	 
	MG-FP020	Ø2 L=29	Фиксирующий пин MGUIDE	Титан	 
	MG-DFP20	Ø2 L=35,3	Фреза MGUIDE для фиксирующего пина	Нержавеющая сталь	 
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм	Нержавеющая сталь	 

L = Длина


	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MT-RA480		Шестигранный переходник для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	 
	MT-RI030	L=84	Реверсивный ключ		 

L = Длина


 6 Диаметров



C1	V3
3.30	3.30



C1	V3
3.75	3.90
4.20	4.30
	5



C1
5




MGUIDE

Набор MGUIDE для
установки имплантатов с
коническим соединением
(узкая втулка)

MG-K005
Набор MGUIDE для установки
имплантатов (узкая втулка)







№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-NBM40 Ø4 L=24.5	Фреза MGUIDE для костной пластики (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NTP40 Ø4 L=26	Мукотом MGUIDE (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0624 Ø2.4 L=30.8	Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0824 Ø2.4 L=32.8	Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-N1024	Ø2.4 L=34.8	Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1124	Ø2.4 L=36.3	Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1324	Ø2.4 L=37.8	Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	CG-N0833	Ø2.3-3.25 L=32.8	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 8 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1033	Ø2.3-3.25 L=34.8	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 10 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1133	Ø2.3-3.25 L=36.3	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1333	Ø2.3-3.25 L=37.8	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 13 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N0839	Ø2.9-3.85 L=32.8	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 8 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1039	Ø2.9-3.85 L=34.8	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 10 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1139	Ø2.9-3.85 L=36.3	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1339	Ø2.9-3.85 L=37.8	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 13 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	MG-NLG40	Ø4 L=55	Измеритель длины фрез MGUIDE (узкая втулка)	Титан	 

L = Длина

Набор MGUIDE для установки имплантатов с коническим соединением (узкая втулка)

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	CG-NMN10	Ø4 L=31	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-NMS10	Ø4 L=32	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3/C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-NRN10	Ø4, L=26	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-NRN01	Ø4, L=30,5	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-NRS10	Ø4 L=27	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-NRS01	Ø4 L=31	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3/C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	VG-NMN10	Ø4 L=31	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	VG-NRN10	Ø4 L=25,5	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	VG-NRN01	Ø4, L=30,5	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа	Нержавеющая сталь	 
	VG-NRS10	Ø4, L=26	Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа	Нержавеющая сталь	 
	CG-NTAS0	Ø4 L=24	Винт для фиксации шаблона MGUIDE (узкая втулка)	Титан	 

L = Длина



MGUIDE

Набор фрез MGUIDE
для 16мм имплантатов с
коническим соединением

MG-KD07
Набор фрез MGUIDE
для 16мм имплантатов



№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
----------	--------------	----------	----------	----------



MG-D0024

Ø2.2
L=16

Маркирующая фреза MGUIDE

Нержавеющая сталь

INSIDE
KIT STAND
ALONE



MG-D0624

Ø2.4
L=30.8

Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов
длиной 6 мм

Нержавеющая сталь

INSIDE
KIT STAND
ALONE



MG-D1624

Ø2-2.4
L=16

Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов
длиной 16 мм

Нержавеющая сталь

INSIDE
KIT STAND
ALONE

L = Длина

Набор фрез MGUIDE для 16мм имплантатов с коническим соединением

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	CG-D1633	Ø2.3-3.3 L=16	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 16 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1639	Ø2.9-3.9 L=16	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.90, длиной 16 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1643	Ø3.4-4.3 L=16	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø4.30, длиной 16 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-D1650	Ø3.9-5 L=16	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 16 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0024	Ø2.2 L=16	Маркирующая фреза MGUIDE (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0624	Ø2.4, L=30.8	Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1624	Ø2-2.4 L=16	Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 16 мм	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1633	Ø2.3-3.3 L=16	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 16 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 
	CG-N1639	Ø2.9-3.9 L=16	Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.90 мм, длиной 16 мм, коническое соединение	Нержавеющая сталь	 

