







MGUIDE - Система хирургической навигации

MGUIDE – это инновационная система хирургической навигации, предназначенная для облегчения работы клиницистов и включающая в себя - планирование протезирования и простые в использовании инструменты для обеспечения максимально предсказуемых результатов.





MGUIDE

Индивидуальный
хирургический шаблон
для демонстраций



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



MG-TMP10

Демонстрационный хирургический шаблон MGUIDE



MG-TMP20

Демонстрационный хирургический шаблон MGUIDE при
полной адентии



MGUIDE

Набор MGUIDE SEVEN



MG-K001
Набор MGUIDE SEVEN

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-TP047	Ø4.7 L=26	Мукотом MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-TP055	Ø5.5 L=26	Мукотом MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-BM047	Ø4.7 L=24.5	Фреза для костной пластики MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-BM055	Ø5.5 L=24.5	Фреза для костной пластики MGUIDE	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-D0624	Ø2.4 L=30.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-D0824	Ø2.4 L=32.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-D1024	Ø2.4 L=34.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE

L = Длина

Набор MGUIDE SEVEN

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-D1124	Ø2.4 L=36.3	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1324	Ø2.4 L=37.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0633	Ø2.2-3.2 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0833	Ø2.2-3.2 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1033	Ø2.2-3.2 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1133	Ø2.2-3.2 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1333	Ø2.2-3.2 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0637	Ø2.8-3.6 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0837	Ø2.8-3.6 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1037	Ø2.8-3.6 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1137	Ø2.8-3.6 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1337	Ø2.8-3.6 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.75 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-D0642	Ø3.3-4.1 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0842	Ø3.3-4.1 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1042	Ø3.3-4.1 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1142	Ø3.3-4.1 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1342	Ø3.3-4.1 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø4.20 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0650	Ø4.1-4.9 L=30.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 6 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D0850	Ø4.1-4.9 L=32.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 8 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1050	Ø4.1-4.9 L=34.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 10 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1150	Ø4.1-4.9 L=36.3	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 11.5 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-D1350	Ø4.1-4.9 L=37.8	Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 13 мм	Нержавеющая сталь	 
	MG-DLG55	Ø5.5 L=55	Измеритель длины фрез MGUIDE	Титан	 
	MG-GRI01	Ø7 L=29.7	Имплантовод MGUIDE с фиксатором для реверсивного ключа, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

Набор MGUIDE SEVEN

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-GRN01	Ø7 L=29.7	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, узкая платформа	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-GMI10	L=28.9	Имплантовод MGUIDE для микромотора, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-GRI10	Ø7 L=24.5	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа, внутренний шестигранник	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RDL30	L=27	Длинная универсальная шестигранная отвертка 1,27мм	Нержавеющая сталь	STAND ALONE
	MG-IE172	L=32.7	Экстрактор адаптера MGUIDE, внутренний шестигранник стандартная и широкая платформы	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-IE160	L=32.7	Экстрактор адаптера MGUIDE, внутренний шестигранник, узкая платформа	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-DFP20	Ø2 L=35.3	Фреза MGUIDE для фиксирующего пина	Нержавеющая сталь	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-FP020	Ø2 L=29	Фиксирующий пин MGUIDE	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MG-TAS55	Ø5.5 L=24	Винт для фиксации шаблона MGUIDE	Титан	INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RI030	L=84	Реверсивный ключ		INSIDE KIT STAND ALONE
	MT-RA480		Шестигранный адаптер для реверсивного ключа	Нержавеющая сталь	STAND ALONE

L = Длина



MGUIDE

Набор MGUIDE SEVEN, узкая втулка



MG-K002 
Набор MGUIDE SEVEN, узкая втулка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-NBM40	Ø4 L=24.5	Фреза MGUIDE для костной пластики (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NTP40	Ø4 L=26	Микротом MGUIDE (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0624	Ø2.4 L=30.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0824	Ø2.4 L=32.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 8 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1024	Ø2.4 L=34.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 10 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

Набор MGUIDE SEVEN, узкая втулка

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-N1124	Ø2.4 L=36.3	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 11.5 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1324	Ø2.4 L=37.8	Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 13 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0633	Ø2.2-3.2 L=30.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 6 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0833	Ø2.2-3.2 L=32.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 8 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1033	Ø2.2-3.2 L=34.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 10 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1133	Ø2.2-3.2 L=36.3	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 11.5 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1333	Ø2.2-3.2 L=37.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 13 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0637	Ø2.8-3.6 L=30.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 6 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N0837	Ø2.8-3.6 L=32.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 8 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1037	Ø2.8-3.6 L=34.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 10 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1137	Ø2.8-3.6 L=36.3	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 11.5 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-N1337	Ø2.8-3.6 L=37.8	Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.75, длиной 13 мм (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 

L = Длина

	№ в кат.	Размеры (мм)	Описание	Материал	Поставка
	MG-NLG40	Ø4 L=55	Измеритель длины фрез MGUIDE (узкая втулка)	Титан	 
	MG-NMN10	Ø5 L=30.4	Имплантовод MGUIDE для микромотора, внутренний шестигранник, узкая платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NMS10	Ø5 L=28.9	Имплантовод MGUIDE для микромотора, внутренний шестигранник, стандартная платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRN01	Ø5.3 L=29.5	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, узкая платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRS01	Ø5.3 L=24.7	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, стандартная платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRN10	Ø5.3 L=25	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, узкая платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NRS10	Ø5.3 L=24.5	Имплантовод MGUIDE для реверсивного ключа с фиксатором, внутренний шестигранник, стандартная платформа (узкая втулка)	Нержавеющая сталь	 
	MG-NTAS0	Ø5.3 L=24	Винт MGUIDE для фиксации шаблонов (узкая втулка)	Титан	 

L = Длина